

**Indications :**

Bagues orthodontiques en acier inoxydable qui fournissent un point de fixation pour des tubes, brackets et autres composants.

Ce dispositif médical est à usage unique : risque de contamination en cas de réutilisation et /ou décontamination/stérilisation non réalisée conformément à la réglementation.

Contre-indications :

Contient du nickel; ne pas utiliser pour les personnes sensibles au nickel.

Usage habituel : Nettoyage

Les bagues et leurs accessoires sont livrés propres et non stériles. Cependant, avant de l'insérer dans la bouche, nous recommandons leur nettoyage par ultrasons.



**Indications :**

Stainless steel orthodontic bands that provide an attachment point for tubes, brackets and other components.

This medical device is for single use only : risk of contamination in case of reuse and/or decontamination/sterilization not carried out in accordance with the regulations.

Contraindications :

Contains nickel; do not use for nickel-sensitive individuals.

Usual use: Cleaning

The bands and their accessories are delivered clean and non-sterile. However, before inserting them into the mouth, we recommend cleaning them with ultrasound.



**Indikationen :**

Kieferorthopädische Bänder aus Edelstahl, die einen Befestigungspunkt für Schläuche, Brackets und andere Komponenten bieten.

Dieses Medizinprodukt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt:

Kontaminationsgefahr bei Wiederverwendung und/oder nicht vorschriftsmäßiger Dekontamination/Sterilisation.

Kontraindikationen :

Enthält Nickel; nicht für nickelempfindliche Personen geeignet.

Übliche Verwendung: Reinigung

Die Bänder und ihr Zubehör werden sauber und unsteril geliefert. Wir empfehlen jedoch, sie vor dem Einsetzen in den Mund mit Ultraschall zu reinigen.



**Indicazioni :**

Bande ortodontiche in acciaio inossidabile che forniscono un punto di attacco per tubi, staffe e altri componenti.

Questo dispositivo medico è monouso : rischio di contaminazione in caso di riutilizzo e/o decontaminazione/sterilizzazione non effettuata secondo le norme.

Controindicazioni :

Contiene nichel; non usare per persone sensibili al nichel.

Uso abituale: Pulizia

Gli bande e i loro accessori sono consegnati puliti e non sterili. Tuttavia, prima di inserirli in bocca, si consiglia di pulirli con gli ultrasuoni.



**Indicaciones :**

Bandas de ortodoncia de acero inoxidable que proporcionan un punto de fijación para tubos, brackets y otros componentes.

Este producto sanitario está destinado a un solo uso : Riesgo de contaminación si se reutiliza y/o no se descontamina/esteriliza según las instrucciones.

Contraindicaciones :

Contiene níquel; no apto para personas sensibles al níquel.

Uso habitual: Limpieza

Los bandas y sus accesorios se suministran limpios y no estériles. Sin embargo, se recomienda limpiarlos con ultrasonidos antes de colocarlos en la boca.

