

FICHE PRODUIT

ENERGY CHAIN™



J. MORITA ORTHO

Surpasse toutes les autres chaînettes élastiques grâce à des forces légères et régulières.

■ NOUVELLE TAILLE 2020

- Formule unique et brevetée
- Développe une force légère et continue
- Testée cliniquement
- Permet d'augmenter les intervalles entre les remplacements
- Résistance exceptionnelle à l'élongation pour une efficacité permanente
- Résistante à la coloration
- Sans latex, sans odeur
- Large gamme de couleurs

	Serré 	Adjoint 	Intermédiaire 	Moyen 	Grand 
Taille des anneaux	Petit	Petit	Petit	Petit	Grand
Espace entre les anneaux	Fermé	Accolé	1 mm	1,2 mm	1,2 mm
Centre à centre	2,8 mm	3 mm	3,8 mm	4 mm	5,1 mm
Longueur de bobine	4 m	4 m	4,70 m	4,70 m	4,70 m
Couleur					
Translucide 	ECM0693	ECM0600	ECM0650	ECM0691	ECM0692
Gris 	ECM0698	ECM0610	ECM0660	ECM0696	ECM0697
Rouge 	ECM0661	ECM0601	ECM0651	ECM0671	ECM0681
Bleu 	ECM0662	ECM0602	ECM0652	ECM0672	ECM0682
Vert 	ECM0663	ECM0603	ECM0653	ECM0673	ECM0683
Violet 	ECM0664	ECM0604	ECM0654	ECM0674	ECM0684
Orange 	ECM0665	ECM0605	ECM0655	ECM0675	ECM0685
Rouge Porsche 	ECM0666	ECM0606	ECM0656	ECM0676	ECM0686
Noir 	ECM0667	ECM0607	ECM0657	ECM0677	ECM0687
Rose clair 	ECM0668	ECM0608	ECM0658	ECM0678	ECM0688
Jaune 	ECM0669	ECM0609	ECM0659	ECM0679	ECM0689
Ivoire 	ECM0620	ECM0611	ECM0621	ECM0622	ECM0623
Turquoise 	ECM0624	ECM0612	ECM0625	ECM0626	ECM0627
Bleu Perle 	ECM0628	ECM0613	ECM0629	ECM0630	ECM0631
Rose 	ECM0632	ECM0614	ECM0633	ECM0634	ECM0635



Dispositif Médical de Classe IIa - CE 0483 - Réservé aux professionnels - Non remboursé par les organismes d'assurance santé - Merci de respecter les conditions d'utilisation présentes sur l'étiquette - 2020