

B.P. 20334 - 300 Rue Geiler de Kaysersberg - 67411 Illkirch Cedex - France  
T +33 3 88 40 67 30 F +33 3 88 67 86 96 E info@rmoeurope.com



# RMO EUROPE PLASTER

**EN ISO 6873 - Typ 3 DUR**

**Ref : ECM0342**

## **DEUTSCH**

Mischungsverhältnis: 100 g : 35 ml Wasser  
Verarbeitungszeit: 7 - 8 Minuten  
Abbindezeit: 12 - 14 Minuten  
Expansion nach 2h: 0.18 %

## **ENGLISH**

Mixing ratio: 100 g : 35 ml water  
Working time: 7 - 8 minutes  
Setting time: 12 - 14 minutes  
Expansion after 2 h: 0.18 %

## **FRANCAIS**

Proportion Mélange : 100 g : 35 ml d'eau  
Temps de Travail : 7 - 8 minutes  
Temps de Prise : 12 - 14 minutes  
Expansion après 2h : 0.18 %